

Gebrauchsanweisung Diagnostikleuchte

Zweckbestimmung

Die Diagnostikleuchte dient als Hilfsmittel zur diagnostischen Ausleuchtung des Mund-Rachen-Raumes und der Hautoberfläche.

Anwendung

Die Diagnostikleuchte ist nur von Fachpersonal anzuwenden.

Warnhinweis

Bei der Untersuchung des Mund-Rachen-Raumes ist darauf zu achten, dass die Diagnostikleuchte nicht in den Mundraum fällt. Es besteht Erstickungsgefahr! Die Diagnostikleuchte darf nicht zum Ausleuchten der Augen genutzt werden!

Hinweis

Diagnostikleuchte vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Bei sichtbarer Beschädigung nicht verwenden. Vor der Anwendung Sichtprüfung der Glühlampe durchführen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Zunge und Schleimhaut. Legen Sie die Diagnostikleuchte nicht in Flüssigkeiten.

Lagerung

Trocken zwischen 10 - 30 °C lagern.

Reinigung/Desinfektion

Die Oberfläche der Diagnostikleuchte mit einem feuchten oder trockenen Tuch reinigen

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt muss bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden.








Gewährleistung / Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Handhabung und unter Berücksichtigung unserer Gebrauchsanweisung beträgt die Gewährleistung zwei Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle Teile außer der Glühlampe und Batterie. Die Diagnostikleuchte besitzt eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

Hinweis für Anwender und Patienten

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.

Symbol Erklärung

	Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der geltenden europäischen (EU) Vorschriften		Bestellnummer
	Medizinprodukt		Chargenbezeichnung/Losnummer
	Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Altbatterien sind einer getrennten Erfassung zuzuführen		Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten		

Instructions for Use Diagnostic Light

Intended Purpose

The diagnostic light is designed to illuminate the mouth, throat, and skin for diagnosis purposes.

Use

The diagnostic light must be used by qualified personnel only.

Warning

When examining the mouth and throat, make sure that the diagnostic lamp cannot fall into the oral cavity. Danger of choking! The diagnostic lamp may not be used for examining the eyes!

Note

Check the diagnostic light for damage before use. Do not use if damage is visible. Visually inspect the bulb before use. Avoid direct contact with the tongue and mucous membrane. Do not place the diagnostic light in liquids.

Storage

Store in a dry place between 10 - 30°C.

Cleaning/Disinfection

Clean the surface of the diagnostic light with a damp or dry cloth.

Disposal

The product must not be disposed of with household waste. It must be disposed of at a municipal collection point for electrical and electronic equipment.








Warranty / Shelf Life

This product comes with a two year warranty commencing on the date of purchase when handled properly and in compliance with the instructions for use. This warranty extends to all parts with the exception of the bulb and battery. The diagnostic light has a shelf life of 5 years.

Note for users and patients

Please report serious incidents that have occurred in connection with this product to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is located.

Symbol Explanation

	The CE mark confirms the compliance to applicable European (EU) regulation		Catalogue number
	Medical Device		Batch code/ Lot number
	Separate disposal of electrical and electronic waste. Used batteries must be disposed of separately		Manufacturer
	Read instructions for use		