

Produktbeschreibung:

Bei RUDASPRAY® handelt es sich um einen Sprühkleber zur Anwendung auf Verbänden.

Enthält: Treibmittel (Propan, Butan), Spezialbenzin, Aceton, Bindemittel,

DINP, Farbstoff (blau)

Zubehör für Medizinprodukte.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

RUDASPRAY® dient zur Verbesserung der Lagenfixierung von Binden, Verbänden und Tapes. RUDASPRAY® wird von medizinischen Fachkräften angewendet.

Anwendungshinweise:

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. In gut gelüfteten Räumen, aber frei von Zugluft arbeiten. Im Abstand von ca. 20–25 cm die Binde 1–2 Mal kurz besprühen. Etwa eine halbe Minute warten und eine weitere Lage andrücken. Einatmen vermeiden.

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Einatmen vermeiden.
- Nicht im Bereich der Augen und Haut oder Schleimhäute einsetzen!
- Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser waschen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.
- Flecken auf Kleidern oder der Haut mit Alkohol entfernen. Keine Lösungsmittel verwenden.
- Die auf dem Produkt befindlichen Gefahrenhinweise beachten.
- Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/ oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Lagerung und Transport:

Trocken, staubfrei und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Entsorgung:

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards. Dosen mit Restinhalt der Problemabfallentsorgung zuführen.

	
---	---

Ausgabestand: 10.01.2022 [Rev3]

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.Versucht Hautreizungen. Versucht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50° C aussetzen. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.	
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.	
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
Enthält Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend, und Aceton. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dosen mit Restinhalt der Problemabfallentsorgung zuführen.	

Product description:

RUDASPRAY® is an adhesive spray for use on bandages.

Contains: propellants (propane, butane), special benzine, acetone, binding agents, DINP, dye (blue)

Accessory for medical devices.

Intended use and areas of application:

RUDASPRAY® improves the fixation of individual layers of bandages, dressings and tapes. RUDASPRAY® is applied by medical professionals.

Application instructions:

Wear appropriate protective gloves. Suitable gloves are chemical protection gloves that have been tested in accordance with EN 374. Work in well-ventilated rooms, free from draught. Briefly spray the bandage 1–2 times at a distance of 20–25 cm. Wait for 30 seconds and press on a further layer. Do not inhale.

Contra-indications:

Do not apply the product in the case of a known allergy to the material.

Warnings and precautions:

- Do not inhale.
- Do not use at the eyes or on the skin or mucous membranes!
- After contact with skin, wash with plenty of water. Repeated skin contact may cause brittlel and chapped skin.
- Remove stains on clothes or skin with alcohol. Do not use solvents.
- Observe the hazard warnings mentioned below and on the product.
- Should serious incidents occur in relation to the device, they are, according to MDR (EU) 2017/745, to be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Storage and transport:

Store in a dry and dust-free environment, out of direct sunshine. Do not expose to temperatures exceeding 50°C.

Waste disposal:

In accordance with the requirements of the applicable local legislation and standards. Dispose of cans with residual contents at hazardous or special waste collection points.

	
---	---

Date of information: 10.01.2022 [Rev3]

Productbeschrijving:

RUDASPRAY® is een kleefspray voor toepassing op verbanden.

Bevat: drijfgas (propaan, butaan), kookpuntbenzine, aceton, bindmiddel, DINP, kleurstof (blauw)

Toebehoren voor medische hulpmiddelen.

Beoogd gebruik en toepassingsgebieden:

RUDASPRAY® dient om de kleefkracht tussen lagen van zwachtels, verbanden en tape te verbeteren. RUDASPRAY® wordt toegepast door gekwalificeerde medische specialisten.

Gebruiksaanwijzingen:

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn chemisch bestendige veiligheidshandschoenen die getest zijn conform EN 374. Werk in goed geventileerde ruimtes, die evenwel vrij zijn van tocht. Spray op een afstand van ca. 20–25 cm 1–2 keer kort op het verband. Wacht ongeveer een halve minuut en druk een volgende laag aan. Vermijd inademen.

Contra-indicaties:

Bij een bestaande allergie tegen het materiaal mag het product niet worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Vermijd inademen.
- Niet te gebruiken in de omgeving van de ogen en huid of slijmvliezen!
- Bij aanraking met de huid met veel water wassen. Herhaald contact kan leiden tot een droge of gebarsten huid.
- Vlekken op kleding of de huid moeten worden verwijderd met alcohol. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Neem de gevarenaanduidingen op het product in acht.
- Als er zich in verband met het product ernstige incidenten hebben voorgedaan, moeten deze volgens MDR (EU) 2017/745 worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Bewaring en transport:

Droog, stofvrij en beschermd tegen zonlicht bewaren. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Afvalverwerking:

Volgens de lokaal geldende wetgeving en standaarden. Spuitbussen met restinhoud moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

	
---	---

Stand van de informatie: 10-01-2022 [Rev3]

Produktbeskrivelse:

RUDASPRAY® er en spraylim til anvendelse på forbindinger.

Indhold: Drivmiddel (propan, butan), specialbenzin, acetone, bindemiddel, DNIP, farvestof (blå)

Tilbehør til medicinalprodukter.

Anvendelsesformål og anvendelsesområder:

RUDASPRAY® er beregnet til forbejrिंग af lagfikseringen af bandager, forbindinger og tape. RUDASPRAY® anvendes af medicinsk fagpersonale.

Råd til anvendelsen:

Bær egnede beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker mod kemikalier, afprøvet efter EN 374 er egnede. Arbejd i godt udluftede rum, men fri for træk. Sprøjt kort forbindingerne 1–2 gange i en afstand på ca. 20–25 cm. Vent cirka et halvt minut, og tryk det næste lag fast. Undgå indånding.

Kontraindikationer:

Produktet skal ikke anvendes ved allergi mod materialet.

Advarsler og forholdsregler:

- Undgå indånding.
- Anvend ikke i området ved øjnene, huden eller ved slimhinder!
- Ved berøring med huden vaskes der med rigeligt vand. Gentagen kontakt kan forårsage skør og sprukken hud.
- Pletter på tøjet eller huden fjernes med alkohol. Anvend ikke opløsningsmidler.
- Overhold faremærkaten på produktet.
- Hvis der opstår alvorlige komplikationer i forbindelse med produktet, skal de i overensstemmelse med MDR (EU) 2017/745 indberettes til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

Opbevaring og transport:

Opbevares tørt, fri for støv og beskyttet mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Bortskaffelse:

I overensstemmelse med de lokalt gældende lovbestemmelser og standarder. Dåser med restindhold bortskaffes som kemisk affald.

	
---	---

Version: 10.01.2022 [Rev3]

Description du produit :

RUDASPRAY® est un spray adhésif pour application sur des bandages.

Contient : Gaz propulseur (propane, butane), essences spéciales, acétone, liant, DINP, colorant (bleu)

Produit auxiliaire médical.

Utilisation prévue et domaines d'application :

RUDASPRAY® sert à améliorer la fixation des bandes, bandages et sparadraps. RUDASPRAY® est appliqué par le personnel médical.

Consignes d'application :

Utiliser des gants de protection. Des gants de protection chimique testés et certifiés selon la norme EN 374 sont appropriés. Travailler dans des locaux bien aérés, à l’écart des courants d’air. En tenant le flacon à 20–25 cm de la bande, vaporiser sur la bande en effectuant 1–2 courtes pressions. Attendre environ 30 secondes avant de poser la couche suivante en appuyant. Éviter d’inhaler.

Contre-indications :

Le produit ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux matériaux.

Avertissements et mesures de précaution :

- Éviter d’inhaler.
- Ne pas utiliser à proximité des yeux et de la peau ou des muqueuses !
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. Le contact fréquent du produit avec la peau peut provoquer une peau rèche et gercée.
- Des taches sur la peau ou sur des vêtements peuvent être nettoyées à l’alcool. Ne pas utiliser de solvants.
- Observer les mentions de danger sur le produit.
- Si des incidents graves en lien avec le produit devaient survenir, ceux-ci doivent être notifiés au fabricant et aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient résident conformément au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

Stockage et transport :

Stocker au sec, à l’abri des poussières et du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Élimination :

Conformément aux dispositions légales et normes en vigueur au niveau local. Les boîtes avec un contenu résiduel sont à éliminer dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

	
---	---

Date de mise à jour : 10.01.2022 [Rev3]

Descrizione del prodotto:

RUDASPRAY® è uno spray adesivo per l'impiego su bendaggi.

Contiene: propellente (propano, butano), benzina speciale, acetone, agente legante, DINP, colorante (blu)

Prodotto medicale ausiliare.

Destinazione d’uso e campi d’applicazione:

RUDASPRAY® serve a migliorare l’adesione di singoli strati di bende, bendaggi e cerotti a nastro (tape). RUDASPRAY® va utilizzato da personale medico specializzato.

Avvertenze per l’uso:

Indossare guanti protettivi appropriati. Si considerano appropriati i guanti per la protezione da sostanze chimiche a norma EN ISO 374. Lavorare in locali ben ventilati ma senza correnti d’aria. Spruzzare brevemente sulla benda 1–2 volte a una distanza di approx. 20–25 cm. Aspettare mezzo minuto circa prima di applicare lo strato successivo. Non inalare il prodotto.

Controindicazioni:

Non utilizzare il prodotto in caso di allergia comprovata al materiale.

Avvertenze e misure precauzionali:

- Non inalare il prodotto.
- Non utilizzare in prossimità degli occhi, sulla pelle o sulle mucose!
- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua abbondante. L’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.
- Rimuovere con alcool eventuali macchie su vestiti e pelle.
- Osservare le indicazioni di pericolo riportate sul prodotto.
- Se con l’utilizzo del prodotto dovessero manifestarsi eventi avversi gravi, a norma del Regolamento UE Dispositivi Medici 2017/745 questi sono da comunicare al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l’utilizzatore e/o il paziente.

Conservazione e trasporto:

Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla polvere e dai raggi diretti del sole. Non esporre a temperature superiori ai 50 °C.

Smaltimento:

Nel rispetto delle norme vigenti e delle misure standard. Le bombolette spray con residui di prodotto vanno conferite nei rifiuti pericolosi.

	
---	---

	
---	---

Stato dell'informazione: 10.01.2022 [revisione 3]

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini.	
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori della portata dei bambini. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50 °C/122 °F. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.	
Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o altra fonte di ignizione. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.	
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.	
In caso di consultazione di un prodotto, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del medico.	
Contiene nafta idrogenata a basso punto di ebollizione e acetone. Leggere l'etichetta prima dell'uso.	
I contenitori con residui di prodotto devono essere trattati come rifiuti pericolosi.	

Descripción del producto:

El RUDASPRAY® es un adhesivo en aerosol para la aplicación sobre vendas.
 Contiene: Agentes espumantes (propano, butano), gasolina especial, acetona, aglutinante, DINP, colorante (azul)
 Accesorio para productos sanitarios.

Objeto de uso y ámbitos de uso:

RUDASPRAY® sirve para mejorar la fijación de la posición de vendas, vendas y cintas. RUDASPRAY® deberá ser utilizado por personal médico especializado.

Indicaciones de uso:

Llevar guantes de protección adecuados. Son aptos los guantes de protección frente a productos químicos probados conf. EN 374. Trabajar en estancias bien ventiladas, pero no expuestas a corrientes de aire. Rociar brevemente la venda 1–2 veces a una distancia de aprox. 20–25 cm. Esperar aproximadamente medio minuto y apretar otra capa. Evitar inhalar.

Contraindicaciones:

El producto no debe emplearse en caso de alergia existente al material.

Advertencias de uso y medidas de seguridad:

- Evitar inhalar.
- ¡No utilizar en la zona de los ojos y la piel o las mucosas!
- Lavar con agua abundante en caso de contacto con la piel. El contacto reiterado puede agrietar y dejar áspera la piel.
- Eliminar las manchas en la ropa o la piel con alcohol. No utilizar disolventes.
- Seguir las indicaciones de peligros que aparecen en el producto.
- Si se producen incidencias graves relacionadas con el producto, estas deberán comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente en conformidad con el MDR (UE) 2017/745.

Almacenamiento y transporte:

Almacenar en un lugar seco, libre de polvo y protegido de la radiación solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

Eliminación:

En conformidad con las disposiciones locales vigentes y los estándares. Desechar los botes con restos junto con los residuos problemáticos.

Estado de la información: 10/01/2022 [Rev3]

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente bajo presión: puede explotar cuando se calienta. Causa irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia y mareos.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz directa del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No pulverizar sobre una llama u otra fuente de ignición.



Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico/ recibir atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel. Si se necesita consejo médico, tener el envase o la etiqueta a mano.







Contiene nafta, tratado con hidrógeno bajo punto de ebullición, y acetona.

Leer la etiqueta antes de ser utilizado.

Los envases con contenido en su interior deberán ser llevados a un punto de recogida de residuos.

Peligro

150ml e 3 210

Opis produktu:

RUDASPRAY® jest klejem w sprayu do stosowania na opatrunkach. Zawiera: propelent (propan, butan), benzyna specjalna, aceton, spoiwo, DINP, barwnik (niebieski). Akcesoria do urządzeń medycznych.

Przeznaczenie i obszary zastosowania:

RUDASPRAY® jest stosowany do poprawy warstwowego utrwalenia bandaży, opatrunków i taśm. RUDASPRAY® jest stosowany przez pracowników medycznych.

Instrukcja użycia:

Nosić odpowiednio rękawice ochronne. Odpowiednie są rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi, przetestowane zgodnie z normą EN 374. Przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, ale wolnych od przeciągów. Spryskać krótko 1–2 razy z odległości ok. 20–25 cm. Odczekaj około pół minuty i dociśnij kolejną warstwę. Unikać wdychania.

Przeciwwskazania:

Przy stwierdzonej alergii na materiał, produkt nie powinien być stosowany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Unikać wdychania.
- Nie stosować w okolicach oczu i skóry oraz błon śluzowych!
- W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody. Powtarzający się kontakt może powodować spierzchniętą i popękaną skórę.
- Plamy na ubraniach lub skórze usuwać alkoholem. Nie stosować rozpuszczalników.
- Przestrzegać ostrzeżeń o zagrożeniach umieszczonych na produkcie.
- W przypadku wystąpienia poważnych incydentów związanych z produktem, należy je zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę, zgodnie z MDR (UE) 2017/745.

Przechowywanie i transport:

Przechowywać w suchym miejscu, wolnym od kurzu i chronionym przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C.

Utylizacja:

Zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawnymi i normami. Puszki z pozostałą zawartością wyrzucać do problematycznej utylizacji odpadów.

Stan wyjściowy: 10.01.2022 [Rev3]

Zawiera benzynę lakową, obrabianą wodorem, niskowrzącą i aceton. Przed użyciem należy przeczytać etykietę. Puszki z pozostałą zawartością wyrzucać do problematycznej utylizacji odpadów.

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik jest pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować senność i zawroty głowy.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50° C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Nie rozpylać w kierunku otwartego płomienia lub innego źródła zapłonu.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZY KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Powtarzający się kontakt może prowadzić do kruchoj i popękanej skóry. Jeśli potrzebna jest porada lekarska, przygotuj opakowanie lub etykietę.




Zaryzykować

Descrição do produto:

RUDASPRAY® é um adesivo em spray para aplicação em ligaduras. Contém: agente propulsor (propano, butano), gasolina especial, acetona, ligante, DINP, corante (azul) Acessório para dispositivos médicos.

Âmbito de uso e aplicação:

RUDASPRAY® é usado para melhorar a fixação de camadas de curativos, ligaduras e fitas. RUDASPRAY® é aplicado por profissionais de saúde.

Indicações de uso:

Usar luvas de proteção adequadas. Adequadas são luvas de proteção resistentes a produtos químicos, controladas segundo EN 374. Trabalhar em espaços bem ventilados, mas sem corrente de ar. Pulverizar brevemente o curativo 1–2 vezes a cerca de 20–25 cm de distância. Aguardar cerca de meio minuto e aplicar outra camada. Evitar a inalação.

Contraindições:

O produto não deve ser usado se houver uma alergia ao material.

Advertências e precauções:

- Evitar a inalação.
- Não usar na zona dos olhos e da pele ou das mucosas!
- Lavar com água abundante em caso de contacto com a pele. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
- Remover manchas em vestuário ou na pele com álcool. Não usar solventes.
- Observar as advertências de perigo no produto.
- Caso ocorram incidentes graves relacionados com o produto, estes devem ser comunicados nos termos da MER (UE) 2017/745 ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o paciente esteja estabelecido.

Condições de armazenagem e transporte:

Armazenar num lugar seco, sem pó e protegido de radiação solar. Não expor a temperaturas superiores a 50° C.

Eliminação:

De acordo com as disposições e normas legais locais. Entregar recipientes com restos de produto num local de recolha de resíduos perigosos.

Estado das informações: 10.01.2022 [Rev3]

Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: pode explodir se aquecer. Provoca irritações da pele. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência e vertigens.

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos a longo prazo. Não é permitida a manipulação pelas crianças.

Proteger da radiação solar. Não expor a temperaturas superiores a 50° C. Manter afastado de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição.

Não fumar. Não perfurar nem queimar, a seguir ao uso também não. Não vaporizar para uma chama aberta ou outra fonte de ignição. Em caso de persistência de irritação ocular: procurar aconselhamento médico/consultar um médico.



EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: lavar com água abundante. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

Se for necessário aconselhamento médico, apresentar a embalagem ou a etiqueta de identificação.

Contém nafta, dessulfurada, de baixo ponto de ebulição, e acetona.

Ler a etiqueta de identificação antes de usar.

Entregar recipientes com restos de produto num local de recolha de resíduos perigosos.

Perigo

وصف المنتج
 RUDASPRAY® هو رذاذ لاصق للاستخدام على الضمادات، يحتوي: مادة ضاغطة (البروبان، البوتان)، البنزين الخاص، الاسيتون DINPمحلول أزرق ، معدات المنتجوات الطبية

الغرض ومجال الاستعمال
 RUDASPRAY® يعمل على تحسين تثبيت موضع الأربطة والضمادات والأشرطة RUDASPRAY® يستخدم من قبل أطر صحية مختصة

كيفية الاستعمال
 يجب ارتداء القفازات المناسبة الواقية من المواد EN 374 والعمل في مكان مهوى وخالي من التيارات ، الكيميائية وفقاً لمعيار الهوائية، يجب رش الضمادة مرة أو مرتين لفترة وجيزة عن بعد 20-25 سم، انتظر لمدة نصف دقيقة ثم ضع ضمادة أخرى على المنطقة واضغط برفق، مع تجنب الاستنشاق

مضادات الإستطباب
 لا يستعمل المنتج عند وجود حساسية من مكوناته

الاحتراز من بعض المخاطر
 -- لا يستنشق
 -- لا يستخدم على العيون أو على الجلد أو الأغشية المخاطية
 -- بعد ملامسته للجلد يغسل جيداً بالماء، وتكرار الملامسة تسبب التشقق والهاشاشة
 -- يجب إزالة البقع من على الملابس أو الجلد بواسطة الكحول، لا تستخدم المحاليل
 -- يجب الانتباه إلى التحذيرات الموجودة على المنتج
 -- عند ظهور حالات خطيرة مرتبطة بالمنتج يجب حسب MDR (EU) 2017/745 إخبار شركة المنتجة والسلطات الصحية المحلية

التخزين والنقل
 يجب التخزين في مكان جاف، خالي من الغبار والحماية من الأشعة المباشرة ولا يعرض لدرجات حرارة فوق 50°

التخلص
 يجب التخلص من المواد المستعملة ومن العبب التي بها بقية، وفقاً للوائح القانونية المعمول بها محلياً

تاريخ الإصدار : 10.01.2022 [مراجعة 3]

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

خطر

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

وصف المنتج
 RUDASPRAY® هو رذاذ لاصق للاستخدام على الضمادات، يحتوي: مادة ضاغطة (البروبان، البوتان)، البنزين الخاص، الاسيتون DINPمحلول أزرق ، معدات المنتجوات الطبية

الغرض ومجال الاستعمال
 RUDASPRAY® يعمل على تحسين تثبيت موضع الأربطة والضمادات والأشرطة RUDASPRAY® يستخدم من قبل أطر صحية مختصة

كيفية الاستعمال
 يجب ارتداء القفازات المناسبة الواقية من المواد EN 374 والعمل في مكان مهوى وخالي من التيارات ، الكيميائية وفقاً لمعيار الهوائية، يجب رش الضمادة مرة أو مرتين لفترة وجيزة عن بعد 20-25 سم، انتظر لمدة نصف دقيقة ثم ضع ضمادة أخرى على المنطقة واضغط برفق، مع تجنب الاستنشاق

مضادات الإستطباب
 لا يستعمل المنتج عند وجود حساسية من مكوناته

الاحتراز من بعض المخاطر
 -- لا يستنشق
 -- لا يستخدم على العيون أو على الجلد أو الأغشية المخاطية
 -- بعد ملامسته للجلد يغسل جيداً بالماء، وتكرار الملامسة تسبب التشقق والهاشاشة
 -- يجب إزالة البقع من على الملابس أو الجلد بواسطة الكحول، لا تستخدم المحاليل
 -- يجب الانتباه إلى التحذيرات الموجودة على المنتج
 -- عند ظهور حالات خطيرة مرتبطة بالمنتج يجب حسب MDR (EU) 2017/745 إخبار شركة المنتجة والسلطات الصحية المحلية

التخزين والنقل
 يجب التخزين في مكان جاف، خالي من الغبار والحماية من الأشعة المباشرة ولا يعرض لدرجات حرارة فوق 50°

التخلص
 يجب التخلص من المواد المستعملة ومن العبب التي بها بقية، وفقاً للوائح القانونية المعمول بها محلياً

تاريخ الإصدار : 10.01.2022 [مراجعة 3]

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

خطر

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،

رذاذ لاصق
 لتحسين تثبيت الطبقات الفردية من الضمادات، الضمادات والأشرطة،