



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 100122-b

### MEDI-INN Tabletencrusher mit integriertem Tablettenfach

#### Beschreibung

Der Tabletencrusher mit integriertem Tablettenfach ermöglicht auf schnellem und einfachem Weg das Zermahlen von Medikamenten. Die Reinigung des Tablettenmörser kann in Verbindung mit einem nicht-ätzenden Reinigungsmittel vorgenommen werden. Ein zusätzliches Tablettenfach befindet sich im Deckel, in dem die zu zermahlende Tabletten aufbewahrt werden können.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	100122-b
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	Polypropylen Polystyrol
Farbe	Blau
Gewicht in gr.	52
<b>Abmessungen in cm</b>	
Breite	4,5
Länge	5,2

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	100122-b
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	1
Menge der Einzelverpackungen im Karton	100
Art der Einzelverpackung	PE-Beutel und Box
Einzelverpackungsmaße	5,3 x 5,3 x 5 cm
Kartonmaße	28,5 x 28,5 x 22 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösen Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 10-30°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Tablettencrusher kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Tablettencrusher auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Tablettencrusher auf keinen Fall verwenden!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum** **Frechen, den 10.03.2022**