



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 703060

MEDI-INN CPE Matratzenschoner (Einweg)

Beschreibung

Matratzenschoner dienen als hygienische Gebrauchsartikel zum Schützen von Matratzen. Der Matratzenschoner besteht aus chloriertem Polyethylen (CPE) und verfügt über einen Gummizug. Damit lässt er sich leicht und schnell über die Matratze ziehen und wieder entfernen.

Produktinformationen

Art.- Nr.	703060
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	Chloriertes Polyethylen (CPE)
Farbe	Blau
Abmessungen in cm	
Breite	90
Länge	210
Höhe	20

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	703060
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	10
Menge der Einzelverpackungen im Karton	100
Kartonmaße	46 x 28 x 38 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum Verfallsdatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Matratzenschoner kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Matratzenschoner auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Matratzenschoner auf keinen Fall verwenden! Die Matratzenschoner sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 24.02.2022**