

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC PP-Besucherkittel

Produktbeschreibung	Besucherkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, zum Einmalgebrauch.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N10191-hb
Größe	L
Länge in cm	115 ± 2
Breite in cm	137 ± 2

Produktdesign

Material	Polypropylen (PP)
Materialstärke	16 ± 2 g/m ²
Farbe	Hellblau
Armabschluss	Elastischer Bund, ummantelt
Verschlussart	Zum Binden
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	59 x 26 x 19 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC PP-Besucherkittel

Produktbeschreibung	Besucherkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, zum Einmalgebrauch.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N10191-hg
Größe	L
Länge in cm	115 ± 2
Breite in cm	137 ± 2

Produktdesign

Material	Polypropylen (PP)
Materialstärke	16 ± 2 g/m ²
Farbe	Hellgrün
Armabschluss	Elastischer Bund, ummantelt
Verschlussart	Zum Binden
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	59 x 26 x 19 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC PP-Besucherkittel

Produktbeschreibung	Besucherkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, zum Einmalgebrauch.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N10191-w
Größe	L
Länge in cm	115 ± 2
Breite in cm	137 ± 2

Produktdesign

Material	Polypropylen (PP)
Materialstärke	16 ± 2 g/m ²
Farbe	Weiß
Armabschluss	Elastischer Bund, ummantelt
Verschlussart	Zum Binden
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	59 x 26 x 19 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.