

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Waschhandschuh Molton

Produktbeschreibung Weicher und reißfester Waschhandschuh aus Polyester, für den einmaligen Gebrauch.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	701158
Länge in cm	22 ± 0,5
Breite in cm	15 ± 0,5

Produktdesign

Material	Polyester-Vliesstoff
Materialstärke	75 g/m ²
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	20 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	38 x 38 x 30 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert