

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Waschhandschuh Airlaid PE

Produktbeschreibung Sehr weicher und reißfester Waschhandschuh aus Airlaid mit Polyethylen (PE) Innenbeschichtung, für den einmaligen Gebrauch.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	701161
Länge in cm	22 ± 0,5
Breite in cm	16 ± 0,5

Produktdesign

Material	Zellulose (Airlaid) + PE-Innenbeschichtung
Materialstärke	50 g/m ² + 17 g/m ²
Farbe	Hellblau
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	20 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	39,5 x 23,5 x 31,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert