

Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 704001

MEDI-INN Diagnostikleuchte

Beschreibung

Die Diagnostikleuchte dient als Hilfsmittel zur diagnostischen Ausleuchtung des Mund-Rachen-Raumes und der Hautoberfläche und lässt sich durch einen Clip an Kittel oder Brusttaschen befestigen. Sie ist batteriebetrieben und nicht zum Ausleuchten der Augen geeignet.

Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der VO 2017/745.

Produktinformationen

Art.- Nr.	704001
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe	weiß
Lichtquelle	Halogen-Lampe
Helligkeit	8 Lumen
Abmessungen	
Länge	12,5 cm

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	704001
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	1 (Blister Verpackung)
Menge der Einzelverpackung in Unterverpackung	50
Menge im Karton	500
Art der Einzelverpackung	Blister
Art der Unterverpackung	Box
Maße der Einzelverpackung	7,5 x 18,3 cm
Maße der Unterverpackung	29,5 x 17,2 x 15,8 cm
Kartonmaße	88,5 x 31,5 x 24 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	LOT Herstelldatum
Entsorgungshinweise:	Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt muss bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 10°C bis 30°C lagern.

Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	EN 1041 :2013 EN ISO 10993-1 :2010 EN ISO 15223-1 :2016
Qualitätszertifikate	EN ISO 13485:2016

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Diagnostikleuchte kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Diagnostikleuchte auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Diagnostikleuchte auf keinen Fall verwenden!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, 19.07.2021**