

Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N14553

MEDI-INN Bettpfanne Edelstahl, mit Deckel

Beschreibung

Eine Bettpfanne, auch bekannt als Steckbecken, ist ein Behältnis für die Ausscheidung von Exkrementen im Liegen. Sie wird vor allem in Krankenhäusern und in der Pflege eingesetzt.

Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß VO 2017/745

Produktinformationen

Form	Rund				
Material					
Pfanne unterteil	Edelstahl 202				
Deckel					
Stiel					
Farbe					
Abmessungen in cm					
	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	Länge	Breite
Pfanne unterteil	30,0	20,0	9,0	42,0	-
Deckel	23,0	20,0	2,5	-	-
Stiel	-	-	4,0	12,0	2,6

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N14553
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	1
Menge der Einzelverpackungen im Karton	5
Art der Einzelverpackung	Box
Maße der Einzelverpackung	43 x 30 x 11 cm
Kartonmaße	32 x 43 x 50 cm
Haltbarkeit	Die Bettpfanne kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder die Bettpfanne verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung nicht mehr gewährleistet werden kann.
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum LOT
Entsorgungshinweise	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	EN 1041:2013 EN ISO 10993-1:2020 EN ISO 15223-1:2016
Qualitätszertifikate	EN ISO 13485:2016 EN ISO 9001:2015

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Bettpfanne kritisch auf ihre Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Bettpfanne auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Bettpfannen auf keinen Fall verwenden!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum Frechen, den 15.03.2022