

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Blutdruckmessgerät Aneroid Premium

Produktbeschreibung	Aneroid-Blutdruckmessgerät in 2-Schlauch Ausführung, mit Manometer im Metallgehäuse und Nylon-Transportetui.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I mit Messfunktion gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11564
Messbereich	0 – 300 mmHg
Auflösung	2 mmHg
Skalen-Durchmesser	60 mm
Manschettengröße	Für 25 bis 40 cm Armumfang

Produktdesign

Ausführung	2-Schlauch-System
Material Manometer	Metall
Material Manschette	Nylon
Farbe Manometer	Silber
Farbe Manschette	Schwarz
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	20 Stk
Art der Einzelverpackung	Box
Kartonmaße (T x H x B)	50,0 x 33,0 x 32,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 10 °C bis 35 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.