



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N13254

MEDI-INN Bettlaken (Einweg)

Beschreibung

Bettlaken eignen sich als Hygiene und Schutzvor schnellerer Abnutzung von Matratzen. Auch leidet die Matratze, ohne Laken, unter Verschmutzungen wie Schweiß und Hautschuppen. Sie kann eine vermehrte Bildung und Vermehrung von Milben, sowie deren Ausscheidungen, auf der Matratze verzögern. Das Bettlaken kann bei Verschmutzung entsorgt und ausgetauscht werden.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N13254
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	Polypropylen-Vlies (nicht gewebt)
Farbe	Weiß
Grammatur	24.5 gr./m ²
Abmessungen in cm	
Länge	270
Breite	160

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N13254
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	5
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße	44 x 36 x 32 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch das Bettlaken kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch das Bettlaken auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Bettlaken auf keinen Fall verwenden! Die Bettlaken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 25.02.2022**