

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Handwaschbürste mit Nagelreiniger

**Produktbeschreibung** Steriler Bürstenschwamm mit Nagelreiniger.

### Produktdaten

#### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18854	
Abmessungen	<b>Bürste</b>	<b>Schwamm</b>
Länge	83 mm	67 mm
Breite	50 mm	9 mm
Höhe	39 mm	1,8 mm

#### Produktdesign

Material Bürste	Low-Density Polyethylen (LDPE)
Material Schwamm	Polyurethan (PU)
Material Nagelreiniger	Polypropylen (PP)
Farbe	Weiß
Sterilisationsverfahren	Ethylenoxid-Sterilisation
Haltbarkeit	3 Jahre

### Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	312 Stk
Art der Einzelverpackung	Papier-Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	55,5 x 39,0 x 51,5 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

### Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert