



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N10345

MEDI-INN Auffangbeutel Plus

Beschreibung

Auffangbeutel sind für den Einsatz in verschiedensten Bereichen vorgesehen, um Umwelt und Anwender vor einer Kontamination von erbrochenem zu schützen.
Der Auffangbeutel ist frei von Latex, DEHP und PVC.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N10345
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	Polyethylen (PE)
Farbe	Weiß
Gewicht in gr.	12,3
Abmessungen in cm	
Abschlussring Ø	12,5
Länge mit Beutel	36,5

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N10345
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	25
Menge der Einzelverpackungen im Karton	16
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße	51 x 26 x 27,5cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 10-30°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätssicherung

Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015
----------------------	------------------



Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Auffangbeutel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Auffangbeutel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Auffangbeutel auf keinen Fall verwenden! Die Auffangbeutel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 14.01.2022**