



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N10702-b, N10702-g, N10702-o, N10702-r, N10702-w, N10702-y

MEDI INN Astro-Haube mit Mundschutz, 2-lagig (Einweg)

Beschreibung

Astro-Haube mit Mundschutz, 2-lagig sind geeignet als Hygieneprävention für Pflegefachleute oder in der Lebensmittelindustrie.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für minimale Gefahren) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N10702-b, N10702-g, N10702-o N10702-r, N10702-w, N10702-y
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	PP-Vliesstoff, nicht gewebt (Polypropylen) mit ummanteltem Gummizug
Farbe	Blau, Grün, Orange Rot, Weiß, Gelb
Grammatur in gr. Haube	~ 20 gr. /m ²
Grammatur in gr. Mundschutz	~ 25 + 25 gr. /m ²
Abmessungen in cm	
Umfang	~ 36 x 37 cm

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N10702-b, N10702-g, N10702-o N10702-r, N10702-w, N10702-y
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	100
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Beutel
Kartonmaße	60 x 34 x 35 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum Einmalgebrauch
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	EN 13688:2013
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015



Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Astro-Haube kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Astro-Haube auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Astro-Haube auf keinen Fall verwenden! Die Astro-Haube sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum Frechen, den 25.11.2021