

Technisches Datenblatt / *Technical datasheet* MEDI-INN Stuhlprobenbecher

Bezeichnung <i>Identification</i>	MEDI-INN Stuhlprobenbecher mit integriertem Entnahmelöffel im Deckel <i>MEDI-INN stool specimen collector with integrated sampling spoon in the lid</i>
---	--

Beschreibung <i>Description</i>	Die Zweckbestimmung der Stuhlprobenbecher ist die Entnahme von Stuhlproben für In-vitro-Diagnostische Untersuchungen. <i>The purpose of stool specimen collector is to store urine samples for in vitro diagnostic testing.</i>
---	--

Anwendbare Standards <i>Applicable Standards</i>	Medizinprodukt gemäß der EU-Richtlinie 98/79 EWG für In-vitro-diagnostik. <i>Medical device according to EU Directive 98/79 EEC for in vitro diagnostic use.</i>
--	---

Art.-Nr. <i>Art.-No.</i>	Aufnahmekapazität <i>intake capacity</i>
N10806	25 ml

Maße <i>Dimensions</i>		
Höhe <i>height</i>	Durchmesser oben <i>Diameter top</i>	Durchmesser unten <i>Diameter bottom</i>
Becher (ohne Deckel) <i>beaker (without lid)</i>		
9,0 cm*	2,7 cm*	2,5 cm*
Deckel <i>lid</i>		
1,3 cm*	1,9 cm*	1,9 cm*
*außen gemessen, kleine Abweichungen möglich / <i>Measured outside, small deviations possible</i>		

Ausführung <i>Design</i>	
Material <i>Material</i>	Polypropylen (PP) <i>polypropylene (PP)</i>
Farben <i>Colors</i>	
Becher * <i>Beaker</i>	Transparent <i>neutral</i>
Deckel * <i>lid</i>	Weiß <i>white</i>
Entnahmelöffel * <i>sampling spoon</i>	Weiß <i>white</i>
*farbliche Abweichungen möglich / <i>color deviations possible</i>	

Logistik <i>Logistic</i>			
Stück/Spenderbox <i>Pcs/box</i>	Spenderboxen/Karton <i>Boxes/outer carton</i>	Boxenmaße <i>Box size</i>	Kartonmaße <i>Carton size</i>
100	5 x 100 (500)	-----	64 x 28 x 29 cm
Lagerung <i>Storage</i>	Trocken zwischen 5-40 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. <i>Store dry, temperature between 5-40 °C. Avoid direct sunlight.</i>		
Haltbarkeit <i>Shelf Life</i>	Unter o.g. Bedingungen 5 Jahre <i>5 years under a.m. conditions</i>		
Kennzeichnung <i>Labeling</i>	Charge/LOT		
	Herstellungsdatum/ <i>manufacturing date</i>		
	Ablaufdatum/ <i>date of expiry</i>		
Entsorgung <i>Disposal</i>	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes. / <i>For disposal please consider the applicable national regulations.</i>		
Qualitätssicherung <i>Quality Assurnace</i>			
Produktbez. Normen <i>Product spec. standards</i>	EN 1041		
	EN ISO 14971 EN 15223-1		
Qualitätszertifikate <i>Quality Certificates</i>	ISO 9001:2008, ISO 13485:2003/AC:2009		

Hinweis <i>Note</i>
Stuhlprobenbecher vor Gebrauch auf Schäden prüfen. Beschädigte Stuhlprobenbecher nicht verwenden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns. <i>Check the M-cups for damage before use. Do not use damaged M-cups. For further information, please contact us.</i>

Erstellt von:
Created by:

BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen
Germany

Ort, Datum
Place, date

Frechen, 09.11.2017