



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11050-b

MEDI-INN Besuchermantel BLAU

Beschreibung

Besuchermäntel sind geeignet für Laborarbeiten und als Hygieneprävention für Pflegefachleute und in der Lebensmittelindustrie.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Art.- Nr. | N11050-b |
| Material | PE-Vlies |
| Farbe | blau |
| Materialstärke PP-Vlies | 30 g/m ² ± 2g/m ² |
| Sonstiges | |
| Größe | Einheitsgröße |
| Trageverschluss | mit 4 Druckknöpfen |
| Halsbereich | Hemdkragen |

Verpackung/ Lagerung

| | |
|--|--|
| Art.- Nr. | N11050-b |
| Mengeneinheit | Stück |
| Art der Einzelverpackung | Polybeutel |
| Menge in der Einzelverpackung | 10 |
| Menge der Einzelverpackungen im Karton | 10 x 50 |
| Kartonmaße | 52 x 39 x 42,5 cm |
| Haltbarkeit | 5 Jahre unter u.g. Bedingungen |
| Kennzeichnung | CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum |
| Lagerung | Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Entsorgungshinweise | Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder infektiösem Material entsorgt werden. |

Qualitätssicherung

| | |
|------------------------|------------------|
| Produktbezogene Normen | DIN EN ISO 13688 |
| Qualitätszertifikate | EN ISO 9001:2015 |

Hinweise



Überprüfen Sie vor Gebrauch den Besuchermantel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Besuchermantel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Besuchermäntel auf keinen Fall verwenden! Die Besuchermäntel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 25.03.2021**



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11050-b

MEDI-INN Besuchermantel WEISS

Beschreibung

Besuchermäntel sind geeignet für Laborarbeiten und als Hygieneprävention für Pflegefachleute und in der Lebensmittelindustrie.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I, gemäß VO 2016/425 geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten.

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Art.- Nr. | N11050-w |
| Material | PE-Vlies |
| Farbe | weiß |
| Materialstärke PP-Vlies | 30 g/m ² ± 2g/m ² |
| Sonstiges | |
| Größe | Einheitsgröße |
| Trageverschluss | mit 4 Druckknöpfen |
| Hals / Kragenbereich | Hemdkragen |

Verpackung/ Lagerung

| | |
|--|--|
| Art.- Nr. | N11050-w |
| Mengeneinheit | Stück |
| Art der Einzelverpackung | Polybeutel |
| Menge in der Einzelverpackung | 10 |
| Menge der Einzelverpackungen im Karton | 10 x 50 |
| Kartonmaße | 52 x 39 x 42,5 cm |
| Haltbarkeit | 5 Jahre unter u.g. Bedingungen |
| Kennzeichnung | Charge Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum |
| Lagerung | Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Entsorgungshinweise | Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder infektiösem Material entsorgt werden. |

Qualitätssicherung

| | |
|------------------------|------------------|
| Produktbezogene Normen | DIN EN ISO 13688 |
| Qualitätszertifikate | EN ISO 9001:2015 |

Hinweise



Überprüfen Sie vor Gebrauch den Besuchermantel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Besuchermantel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Besuchermäntel auf keinen Fall verwenden! Die Besuchermäntel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, den 25.03.2021**