

Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N11969

MEDI INN MRSA-Schutz-Set (Einweg)

Beschreibung

Geeignet als Kontaminationsprävention für Pflegefachleute im Kontakt mit infizierenden Keimträgern.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktinformationen

Art.- Nr.	N11969
Set-Komponenten	
1 x PP/PE-Schutzkittel	139 x 139 cm
1 x Atemschutzmaske	FFP 2 ohne Ventil (Kat III) GL001A
1 x Barett-Haube, weiß	Ø 52 cm
2 x Nitrilhandschuhe	Größe L
2 x CPE-Überziehschuhe	15 x 41 cm
1 x PE-Schürze	75 x 125 cm

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N11969
Mengeneinheit	Stück
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Menge in der Einzelverpackung	1 Set
Menge der Einzelverpackungen im Karton	25
Kartonmaße	52 x 37 x 18 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	CE- Kennzeichnung Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgungshinweise	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiosem Material entsorgt werden.

Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	DIN EN ISO 13688 :2013 DIN EN 14126 :2005 ISO 16603 ISO 16004 ISO 22610 ISO 22611 ISO 22612 EN 149 :2001 + A1 :2009
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015



Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch das MRSA-Schutz-Set kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch das MRSA-Schutz-Set auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Komponenten auf keinen Fall verwenden! Das MRSA-Schutz-Set ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Erstellt von: **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum **Frechen, 05.08.2021**