

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## OP-Tischabdeckung mit Tragetuch

**Produktbeschreibung** Flüssigkeitsundurchlässige und reißfeste Abdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage.

**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12351-b
Länge in cm	225 ± 2
Breite in cm	100 ± 2
Gewicht in g	270 ± 2

### Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	4050 ml
Farbe	blau
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	50 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	67 x 54 x 43 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert