

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Mundschutz 3-lagig

Produktbeschreibung Medizinische Gesichtsmaske, 3-lagig, mit integriertem Nasenbügel

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12359-g
Länge in mm	175
Breite in mm	95

Produktdesign

Material	Polypropylen-Vliesstoff
Anzahl der Lagen	3
Art der Befestigung	Ohrenschlaufen (latexfrei)
Farbe	grün
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre

Physikalische Eigenschaften

Schutzklasse gemäß EN 14683	Typ IIR
Bakterielle Filterleistung	≥ 98 %
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	> 60
Mikrobiologische Reinheit (KBE/g)	≤ 30

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Spenderbox
Einzelverpackungsmaße (T x H x B)	18 x 10 x 7 cm
Kartonmaße (T x H x B)	52 x 19 x 18 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen EN 14683

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert