



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N12697

### MEDI-INN Jacke, langarm

#### Beschreibung

Jacke-Langarm mit Strickbund, Kragen, Tasche und 5 Druckknöpfen.  
Alternativer Schutz, für Nacken-, Schulter- Brustbereich und Armbereich, vor Zugluft oder Frieren, während einer längeren OP, für Springer und anderen OP-Tisch-fernen Arbeitspositionen.  
Einsatz überall dort, wo wegen erhöhter Hygieneanforderungen keine eigenen Kleidungsstücke verwendet werden dürfen.

#### Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für geringfügige Risiken) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	N12697-S/M/L/XL/XXL		
Material	SMS ~44 gr. <sup>2</sup>		
Farbe	grün		
<b>Abmessungen in cm</b>			
<b>Größe:</b>	S / M	L / XL	XXL
<b>Länge (gesamt):</b>	72 <sub>±2</sub>	80 <sub>±2</sub>	88 <sub>±2</sub>
<b>Breite (Brust / Rückenbereich):</b>	55 <sub>±2</sub>	62 <sub>±2</sub>	69 <sub>±2</sub>
<b>Breite (unten):</b>	55 <sub>±2</sub>	62 <sub>±2</sub>	69 <sub>±2</sub>
<b>Länge Arm (Oberseite):</b>	70 <sub>±2</sub>	75 <sub>±2</sub>	80 <sub>±2</sub>
<b>Länge Arm (Unterseite):</b>	43 <sub>±2</sub>	48 <sub>±2</sub>	53 <sub>±2</sub>
<b>Tasche (Breite):</b>	19 <sub>±2</sub>	19 <sub>±2</sub>	19 <sub>±2</sub>
<b>Tasche (Höhe):</b>	16 <sub>±2</sub>	16 <sub>±2</sub>	16 <sub>±2</sub>

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N12697
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	10
Menge der Einzelverpackungen im Karton	5
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße	45 x 28 x 40 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	LOT Herstellungsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgung	Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnungen des entsprechenden Bundeslandes.



## Qualitätssicherung

Produktbezogene Norm	EN ISO 13688
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015

## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch die Jacken kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch die Jacken auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Jacken auf keinen Fall verwenden!

Die Jacken sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** **BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

**Ort, Datum** **Frechen, 21.01.2021**