



## Technisches Datenblatt

Artikelnummer: N13329-y-L

### MEDI-INN Schutzkittel "ISO-PLUS" zum Binden mit Strickbündchen und Klettverschluss im Nacken (Einweg)

#### Beschreibung

Einweg-Schutzkittel sind geeignet als Hygieneprävention für Pflegefachleute, Besucher in Hygienebereichen, Lebensmittelindustrie, für Labor- und Reinigungsarbeiten oder Arbeiten in schmutzigen Umgebungen.  
Die Schutzkittel sind einsetzbar für Ärzte und Pflegepersonal, als Patientenkittel, Besucherkittel im Krankenhaus, in Arztpraxen und weiteren pflegerischen Tätigkeiten.

#### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.  
Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

#### Produktinformationen

Art.- Nr.	N13329-y-L
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	SMS (Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies) latexfrei
Farbe	gelb
Grammatur in gr.	~ 36 gr. /m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen in cm (+/-2)</b>	
Breite Kittel	71 cm
Länge Kittel	118 cm
Breite Gürtel	4 cm

#### Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	N13329-y-L
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	10
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße	53 x 31 x 38 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



## Qualitätssicherung

### Produktbezogene Normen

DIN EN ISO 13688, DIN EN 14126,  
EN ISO 16603, EN ISO 22610, EN ISO 22612

### Qualitätszertifikate

EN ISO 9001:2015

## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Schutzkittel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Schutzkittel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte Schutzkittel auf keinen Fall verwenden! Die Schutzkittel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

## Risikohinweis

Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

### Erstellt von:

**BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH**  
**Alfred-Nobel-Straße 1 – 3**  
**D-50226 Frechen, Germany**

### Ort, Datum

**Frechen, den 26.11.2021**