

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Einmal-Nierenschale

Produktbeschreibung Einmal-Nierenschale aus Pappe.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N15000-n
Länge in mm	255 ± 2
Breite in mm	150 ± 2
Höhe in mm	45 ± 2
Fassungsvermögen in ml	550

Produktdesign

Material	Papierfaser
Flüssigkeitsbeständigkeit	Bis zu 24 Stunden (getestet mit isotonischer Kochsalzlösung)
Farbe	braun-grau
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	50 Stk
Einzelverpackung pro Karton	6 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	26,6 x 30,5 x 45,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert