

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## FFP2 NR Atemschutzmaske

**Produktbeschreibung** Atemschutzmaske für den einmaligen Gebrauch, mit flexiblem Nasenbügel, latexfrei, einzeln verpackt.

**Regulatorische Informationen** Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N18778
Länge in cm	15,5 ± 0,5
Breite in cm	10,9 ± 0,5

### Produktdesign

Material	Polypropylen-Vliesstoff
Anzahl der Lagen	4
Art der Befestigung	Elastische Ohrenschlaufen mit Halteclip
Ventil	Ohne Ventil
Farbe	weiß
Haltbarkeit	3 Jahre

## Physikalische Eigenschaften

Schutzklasse gemäß EN 149:2001 + A1:2009	FFP2
Gesamte nach innen gerichtete Leckage	≤ 8 %
Maximaler Durchlass des Filtermediums	≤ 6 %
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min	≤ 0,7 mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min	≤ 2,4 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min	≤ 3,0 mbar

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	5 Stk (einzeln unterverpackt)
Einzelverpackung pro Karton	100 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	42,0 x 33,0 x 30,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen -20 °C bis 40 °C und einer maximalen relativen Feuchte von < 80 % lagern.

**Angewandte Normen** EN 149:2001 + A1:2009

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert