



## MUNDSPATEL

REF 922400

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der aus sauber verarbeitetem, sehr glatt poliertem Holz gefertigte Spatel dient zur Inspektion des Rachenraumes und zum Auftragen von Salben. Er hat die Maße 114 mm x 14 mm (Kindergröße). Der Spatel ist mit Ethylenoxid und feuchter Hitze (121°C) sterilisierbar und ist somit auch unter aseptischen Bedingungen verwendbar.

### Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber der unten genannten Komponente

### Zusammensetzung

Holz

### Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Mundspatel ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 5, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:





## MUNDSPATEL

REF 922500

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der aus sauber verarbeitetem, sehr glatt poliertem Holz gefertigte Spatel dient zur Inspektion des Rachenraumes und zum Auftragen von Salben. Er hat die Maße 150 mm x 18 mm (Erwachsenengröße). Der Spatel ist mit Ethylenoxid und feuchter Hitze (121°C) sterilisierbar und ist somit auch unter aseptischen Bedingungen verwendbar.

### Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegenüber der unten genannten Komponente

### Zusammensetzung

Holz

### Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Mundspatel ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 5, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

