



NOBATEX® in Folie

REF 413340

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße, gewobene Binde mit der **Breite von 4 cm** und der **gedehnten Länge von 4 m** ist eine längselastische Fixierbinde. Die Binde besitzt aufgrund der Webtechnik eine gekräuselte bzw. gekreppte Struktur. Die elastische Binde findet ihre Anwendung als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist und eignet sich besonders über Gelenken und Körperrundungen. Als angefeuchtete Binde wird sie auch beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen genutzt. NOBATEX® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln in Folie verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

NOBATEX® wird in Anlehnung an DIN 61634 hergestellt.

Verpackung

Primärverpackung: PP-Folie
Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.



NOBATEX® in Folie

REF 413360

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße, gewobene Binde mit der **Breite von 6 cm** und der **gedehnten Länge von 4 m** ist eine längselastische Fixierbinde. Die Binde besitzt aufgrund der Webtechnik eine gekräuselte bzw. gekreppte Struktur. Die elastische Binde findet ihre Anwendung als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist und eignet sich besonders über Gelenken und Körperrundungen. Als angefeuchtete Binde wird sie auch beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen genutzt. NOBATEX® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln in Folie verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

NOBATEX® wird in Anlehnung an DIN 61634 hergestellt.

Verpackung

Primärverpackung:	PP-Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.



NOBATEX® in Folie

REF 413380

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße, gewobene Binde mit der **Breite von 8 cm** und der **gedehnten Länge von 4 m** ist eine längselastische Fixierbinde. Die Binde besitzt aufgrund der Webtechnik eine gekräuselte bzw. gekreppte Struktur. Die elastische Binde findet ihre Anwendung als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist und eignet sich besonders über Gelenken und Körperrundungen. Als angefeuchtete Binde wird sie auch beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen genutzt. NOBATEX® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln in Folie verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

NOBATEX® wird in Anlehnung an DIN 61634 hergestellt.

Verpackung

Primärverpackung:	PP-Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.



NOBATEX® in Folie

REF 413400

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße, gewobene Binde mit der **Breite von 10 cm** und der **gedehnten Länge von 4 m** ist eine längselastische Fixierbinde. Die Binde besitzt aufgrund der Webtechnik eine gekräuselte bzw. gekreppte Struktur. Die elastische Binde findet ihre Anwendung als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist und eignet sich besonders über Gelenken und Körperrundungen. Als angefeuchtete Binde wird sie auch beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen genutzt. NOBATEX® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln in Folie verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

NOBATEX® wird in Anlehnung an DIN 61634 hergestellt.

Verpackung

Primärverpackung:	PP-Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.



NOBATEX® in Folie

REF 413420

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die weiße, gewobene Binde mit der **Breite von 12 cm** und der **gedehnten Länge von 4 m** ist eine längselastische Fixierbinde. Die Binde besitzt aufgrund der Webtechnik eine gekräuselte bzw. gekreppte Struktur. Die elastische Binde findet ihre Anwendung als Fixierung von Wundauflagen, bei der ihre polsternde Wirkung von Vorteil ist und eignet sich besonders über Gelenken und Körperrundungen. Als angefeuchtete Binde wird sie auch beim Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen genutzt. NOBATEX® ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und einzeln in Folie verpackt.

Zusammensetzung

Polyester, Polyamid

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

NOBATEX® wird in Anlehnung an DIN 61634 hergestellt.

Verpackung

Primärverpackung:	PP-Folie
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.