

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC PE-Schürze ECO

**Produktbeschreibung** PE-Schürze, zum einmaligen Gebrauch, unsteril

**Regulatorische Informationen** Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der Verordnung (EU) 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N13215-w
Länge in cm	125
Breite in cm	75
Entnahmeform	Beutel mit Entnahmeöffnung

### Produktdesign

Material	Polyethylen (PE)
Materialstärke	11 µm
Farbe	weiß
Verschlussart	Halsausstanzung und Taillebänder
Oberfläche	Gehämmert
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	100 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	39 x 30 x 24 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC PE-Schürze ECO

**Produktbeschreibung** PE-Schürze, zum einmaligen Gebrauch, unsteril

**Regulatorische Informationen** Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der Verordnung (EU) 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N13216-w
Länge in cm	140
Breite in cm	75
Entnahmeform	Beutel mit Entnahmeöffnung

### Produktdesign

Material	Polyethylen (PE)
Materialstärke	11 µm
Farbe	weiß
Verschlussart	Halsausstanzung und Taillebänder
Oberfläche	Gehämmert
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	100 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	39 x 30 x 24 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC PE-Schürze ECO

**Produktbeschreibung** PE-Schürze, zum einmaligen Gebrauch, unsteril

**Regulatorische Informationen** Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 1935/2004. Geprüft gemäß LFGB und der Verordnung (EU) 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N13217-w
Länge in cm	160
Breite in cm	75
Entnahmeform	Beutel mit Entnahmeöffnung

### Produktdesign

Material	Polyethylen (PE)
Materialstärke	11 µm
Farbe	weiß
Verschlussart	Halsausstanzung und Taillebänder
Oberfläche	Gehämmert
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	100 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	39 x 30 x 24 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.