



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **RUDADETEC®**

REF 040212

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Speziell für die Lebensmittelindustrie hergestellte, blaue Pflasterstrips (2,0cm x 12cm) mit eingearbeiteten Aluminiumstreifen, die die Pflaster detektierbar machen. Für primär heilende, kleinere Wunden.

### **Zusammensetzung**

Polyethylen, Polyacrylatkleber, Aluminium

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

RUDADETEC® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### **Verpackung**

Primärverpackung: Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



**STERILEEO**



**CE**  
0123