

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – VK Stoma, Vlieskompressen



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produkte können in geeignetem Sterilbarriersystem gem. EN ISO 11607-1 mit folgenden Verfahren und einem Prozess mit fraktioniertem Vorvakuum und anschließender Trocknung sterilisiert werden: Sterilisation mit feuchter Hitze (121 °C, 20 Minuten oder 134 °C, 5 Minuten).

Products can be sterilised in a suitable sterile barrier system in accordance with EN ISO 11607-1 with the following methods and a process with fractionated pre-vacuum and subsequent drying sterilisation: Sterilisation with moist heat (121 °C, 20 minutes or 134 °C, 5 minutes).

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung sowie zur Reinigung und Pflege empfindlicher und gereizter Haut. Diese Kompresse eignet sich besonders für die Stomaversorgung.  
For external wound dressing as well as for cleaning and care of sensitive and irritated skin.  
This swab is especially suitable for the supply of stomas.

#### Ausführungen:

Sizes:

**MaiMed® – VK Stoma, unsteril, Papiertüte / non-sterile, in a paperbag**

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach/ 4-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21480	4046153002023	02680499	20

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I  
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I  
DIN EN 1644-1 / DIN EN 1644-2  
DIN EN ISO 15223-1:2022

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Polyester-Viskose-Gemisch / Polyester-viscose mixture  
Flächengewicht: 40 g/m<sup>2</sup> / Weight 40 g/m<sup>2</sup>  
Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

#### Symbole:

Symbols:

