

## Geräte und Zubehör von HARTMANN Dosierspender, Applikationshilfen und Zubehör



# Instrumentenwannen

Zubehör zur Instrumentenaufbereitung.




## Charakteristik

- Für das Ansetzen von Gebrauchslösungen in allen Bereichen der Industrie und der Labore
- Anwenderfreundlicher Klarsichtdeckel (5 Liter-, 10 Liter-, 30 Liter-Wanne)
- Praktischer Siebeinsatz aus weißem PVC
- Eingearbeitete Griffmulden
- In verschiedenen Größen erhältlich

## Technische Daten


3 Liter-Wanne (Deckel mit Schlitz)	(L x B x H)	300 x 200 x 110 mm
5 Liter-Wanne	(L x B x H)	550 x 200 x 120 mm
10 Liter-Wanne	(L x B x H)	390 x 290 x 170 mm
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn)	(L x B x H)	615 x 400 x 220 mm



## Innenmaße der Instrumentenwannen

(Alle Maße sind ungefähr und in mm angegeben.)

Instrumentenwanne	3 Liter	5 Liter	10 Liter	30 Liter
Länge bis zum Rand des Einsatzes	250	465	327	540
Länge bis zu den Griff-Einbuchtungen	192	393	257	460
Breite	160	153	245	350
Diagonale	285	475	390	630
Maximale Füllhöhe (bis zum Rand)	88	100	140	190
Höhe der höchsten Litermarke	69	65	114	148



	Packungs-inhalt	Artikel-Nummer	Vers.-Einh. Packungen
<b>Instrumentenwannen</b>			
3 Liter-Wanne (Deckel mit Schlitz)	1 Stück	882 960	1
5 Liter-Wanne	1 Stück	882 860	1
10 Liter-Wanne	1 Stück	882 940	1
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn)	1 Stück	882 970	1
<b>Ersatzteile 3 Liter-Wanne</b>			
Sieb	1 Stück	882 670	1
Deckel	1 Stück	882 770	1
<b>Ersatzteile 5 Liter-Wanne</b>			
Sieb	1 Stück	882 680	1
Deckel	1 Stück	882 780	1
<b>Ersatzteile 10 Liter-Wanne</b>			
Sieb	1 Stück	882 700	1
Deckel	1 Stück	882 990	1
<b>Ersatzteile 30 Liter-Wanne</b>			
Sieb	1 Stück	882 690	1
Deckel	1 Stück	882 790	1
Auslaufhahn	1 Stück	882 900	1