



Bleiben Sie auf dem Laufenden.

1. QR-Code scannen
2. Zur Newsletter-Anmeldung gelangen
3. Newsletter abonnieren

www.body-products.de

medi-inn[®]
PRO

medi-inn[®] PRO Urinbeutel

Geschlossenes Urin-Drainage-System

 **BODY
PRODUCTS**

WWW.BODY-PRODUCTS.DE

Ihr Kontakt:
BODY PRODUCTS
Relax Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1-3
50226 Frechen
Telefon: +49 2234 91165-0
Telefax: +49 2234 91165-23
E-Mail: info@body-products.de

WM-Nr.006 (DE) / Juli 2023 / REV. 00


 **BODY
PRODUCTS**



Produktvorteile

- ✓ **Geschlossenes Urin-Drainage-System mit nadelfreier, planer Urinprobe-Entnahmestelle**
 - Verhindert Nadelstichverletzungen
 - Ist einfach zu reinigen
- ✓ **Universal-Stufenkonnector**
 - Sichert perfekten Halt des Katheters
- ✓ **Große Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und stetigem Druckausgleich durch den Belüftungsfilter**
 - Mindert das Risiko von Harnwegsinfektionen
- ✓ **Hydrophob beschichteter Mikrofilter am Urinbeutel und Tropfkammer**
 - Hygienischer Druckausgleich
 - Dicht gegen Flüssigkeiten und Bakterien
- ✓ **Festes Doghouse**
 - Gewährleistet nach dem Ablassen des Urins den sicheren Halt des Urin-Ablassventils
- ✓ **Hygienische, komfortable Einhandbedienung durch Urinablass mit Kreuzventil**
- ✓ **Sichere Befestigung durch**
 - Flexible, stabile Universal-Doppelhalterung
 - Zusätzliches Band mit Einhängeöse
- ✓ **Knickstabiler, flexibler Schlauch mit Verschlussklemme und Bettuchklammer**

Produktdetails



Flüssigkeitsdichter, hydrophob beschichteter Microfilter



Tropfkammer mit integriertem Anti-Rückflussventil und hydrophob beschichtetem Microfilter



Konnector mit nadelfreier Urinprobe-Entnahmestelle verhindert Stichverletzungen



Urin-Ablass mit Kreuzventil für eine hygienische, komfortable Einhandbedienung

Bestellinformation

Artikelnummer	Produkt	Schlauchlänge	Typ	Ablassventil	PZN	Inhalt einer Versandeinheit (VE)
N19008	medi-inn [®] PRO Urinbeutel 2000 ml	120 cm	Nadelfrei	Kreuzventil, senkrecht	18830825	25 Stück

✓ **Medizinprodukt der Klasse I, steril, gemäß Richtlinie 93/42/EWG**

✓ **Latexfrei**

✓ **Haltbarkeit: 5 Jahre**