



Technisches Datenblatt

Artikelnummer: 100206

MEDI INN CPE-Schutzkittel zum Binden mit Daumenschlaufen (Einweg)

Beschreibung

CPE-Schutzkittel zum Binden mit Daumenschlaufen sind geeignet für Labor- und professionelle Reinigungsarbeiten. Sie werden ebenfalls bei kurzzeitigem Betreten in Intensivbereichen des Krankenhauses eingesetzt. Des Weiteren können die CPE-Schutzkittel auch für Bereiche in der Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Medizin oder Kosmetik eingesetzt werden.

Anwendbare Standards

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für minimale Gefahren) gemäß Verordnung 2016/425.

Produktinformationen

Art.- Nr.	100206
Bestandteile/ Materialzusammensetzung	CPE (chloriertes Polyethylen)
Farbe	Blau
Materialstärke	~ 22 μ
Abmessungen in cm	
Umfang	110 cm
Länge	140 cm

Verpackung/ Lagerung

Art.- Nr.	100206
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	1
Menge der Einzelverpackungen im Karton	10
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße	30 x 20 x 45 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	Charge Herstelldatum Mindesthaltbarkeitsdatum
Entsorgungshinweise:	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Qualitätssicherung

Produktbezogene Normen	DIN EN ISO 13688:2013-12
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015

Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den CPE-Schutzkittel kritisch auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den CPE-Schutzkittel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie schadhafte CPE-Schutzkittel auf keinen Fall verwenden! Die CPE-Schutzkittel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

Risikohinweis

Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Erstellt von: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3
D-50226 Frechen, Germany

Ort, Datum Frechen, den 24.11.2021