



## Technisches Datenblatt

Art.- Nr.: 100420-r

### MEDI-INN Schnappdeckel für Urinbecher

#### Beschreibung

Die Zweckbestimmung der Schnappdeckel für Urinprobebecher ist das Verschließen von Urinproben für In-vitro diagnostische Untersuchungen.

#### Anwendbare Standards

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der EU Richtlinie 98/79 EWG für In-vitro-diagnostik.

#### Produktinformation

Art.- Nr.	100420-r
Größe	125 ml
Farbe Deckel	rot
Material	Polypropylen (PP)
<b>Maße in cm</b>	
Becher ohne Ausguß	
Höhe	~ 0,6
Durchmesser oben	~ 6,7
Durchmesser unten	~ 6,7

#### Verpackung / Lagerung

Art.- Nr.	100420-r
Mengeneinheit	Stück
Menge in der Einzelverpackung	500
Menge der Einzelverpackungen im Karton	2 x 500
Art der Einzelverpackung	Plastikbeutel
Kartonmaße	44 x 32 x 49 cm
Haltbarkeit	5 Jahre unter den u.g. Bedingungen
Kennzeichnung	LOT Herstellungsdatum Ablaufdatum
Entsorgung	Entsprechend der gültigen Vorschriften entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte, müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und / oder Infektiösem Material entsorgt werden.
Lagerung	Trocken zwischen 5-40° C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

#### Qualitätssicherung

Produkt bezogene Normen	EN 1041 EN 15233-1 EN ISO 14971
Qualitätszertifikate	EN ISO 9001:2015 EN ISO 13485:2016



## Hinweise

Überprüfen Sie vor Gebrauch den Schnappdeckel auf seine Eignung für die vorgesehene Tätigkeit, Einsatzgebiete und den damit verbundenen Risiken. Vor dem Gebrauch den Schnappdeckel auf Schäden prüfen und ungeeignete sowie fehlerhafte Schnappdeckel nicht verwenden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

**Erstellt von:** BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 1 – 3  
D-50226 Frechen  
Germany

**Ort, Datum** Frechen, 24.03.2021