

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Krankenunterlagen 6-lagig

Produktbeschreibung	Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Lagen, flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	730100
Länge in cm	60 ± 2
Breite in cm	40 ± 2
Gewicht in g	26,5 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Lagen
Anzahl der Lagen	6
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	260 ml
Farbe	blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	20 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 30 x 31 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert