

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Krankenunterlagen 10-lagig

<b>Produktbeschreibung</b>	Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Lagen, flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie.
<b>Regulatorische Informationen</b>	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	730122
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	86 ± 2

### Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Lagen
Anzahl der Lagen	10
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	975 ml
Farbe	blau
Haltbarkeit	5 Jahre

## Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 30 x 50 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Angewandte Normen**      ISO 11948-1

**Qualitätszertifikate**      Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert