

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Urinflaschenhalter

Produktbeschreibung Urinflaschenhalter für Männer-Urinflaschen mit Haken für die Betaufhängung und an einer Kette befestigtem Deckel.

Regulatorische Informationen In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	100484
Farbe	Weiß
Länge	32,5 cm
Breite	15,5 cm
Max. Bettgestellstärke	5,5 cm
Material	Kunststoffumantelter 4 mm Metalldraht

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	25 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 64 x 38 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.