

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Stethoskop Rappaport

**Produktbeschreibung** Stethoskop mit 2-Schlauch-System, drehbarem Doppelkopf und gefedertem Ohrbügel zur differenzierten Auskultation. Set mit 3 zusätzlichen Bruststücken in verschiedenen Größen, 2 zusätzlichen Ersatz-Membranen und 2 Paar Ersatz-Ohroliven.

**Regulatorische Informationen** Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

Artikelnummer	710039-s
Farbe	Schwarz
Gesamtlänge	735 mm
Länge Schlauch	540 mm
Länge Ohrbügel	160 mm
Ø Membrane	45,5 mm / 31,0 mm

### Produktdesign

Material Ohrbügel	Aluminium
Material Ohroliven	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Schlauch	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Bruststück	Aluminium
Material Membran	Polyvinylchlorid (PVC)
Haltbarkeit	5 Jahre

### Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	50 Stk
Art der Einzelverpackung	Box
Kartonmaße (T x H x B)	66 x 43 x 31 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 10 °C bis 35 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

### Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.