

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Rettungsdecke

Produktbeschreibung Rettungsdecke Gold/Silber für den Kälte- und Hitzeschutz, zum Einmalgebrauch.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	851004-KUG
Länge	210 cm
Breite	160 cm
Stärke	12 µm

Produktdesign

Material	PET-Folie, aluminiumbeschichtet
Farbe	Silber (Kälteschutz: Silberseite zum Körper) Gold (Hitzeschutz: Goldseite zum Körper)
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	20 x 10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	35,0 x 24,0 x 34,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.