

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Waschbare Esslätzchen

Produktbeschreibung Waschbare Esslätzchen für Erwachsene, saugfähig, atmungsaktiv, flüssigkeitsdicht

Regulatorische Informationen In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Eigenschaften	Saugfähig, atmungsaktiv, flüssigkeitsdicht				
Wasch- und Pflegehinweise	Maschinenwaschbar bei 95°C				
Material Vorderseite	80 % Baumwolle + 20 % Polyester				
Material Rückseite	Polyurethan-Membran + Polyestergewebe				
Materialstärke	237 ± 10 g/m²				
Dicke	0,9 ± 0,1 mm				
Lagerungshinweise	Trocken bei 5 °C - 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.				

Produktvarianten

Artikelnr.	Verschluss	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)
N13490-STD	Mit 3 Druckknöpfen	Blau	100	48
N13491	Zum Binden	Blau	100	48
N13553	Mit 3 Druckknöpfen	Grau	90	50
N14240-STD	Klettverschluss	Weiss	90	45

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Logistik Informationen

Artikelnr.	Art der Einzelverpackung	Einzelverpackung	Einzelverpackung pro Karton	Kartonmaße (T x H x B)
N13490-STD	Polybeutel	1 Stk	50 Stk	50,0 x 30,5 x 40,0 cm
N13491	Polybeutel	1 Stk	50 Stk	50,0 x 30,5 x 40,0 cm
N13553	Polybeutel	1 Stk	50 Stk	50,0 x 30,5 x 40,0 cm
N14240-STD	Polybeutel	1 Stk	50 Stk	38,5 x 27,0 x 37,5 cm

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.