

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Medikamentendispenser

Produktbeschreibung

Medikamentendispenser mit 4 Fächern und Schiebeblisten

Regulatorische Informationen

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktvarianten

Artikelnr.	Variante	Außenmaße (L x B x H)	Fachmaße (L x B x H)	Prägung	Farbe
N17634-b	Blau	22,0 x 6,0 x 1,7 cm	4,0 x 2,5 x 1,6 cm	nein	Blau
N17634-w	Weiß	22,0 x 6,0 x 1,7 cm	4,0 x 2,5 x 1,6 cm	nein	Weiß
N17634-b-STD	STANDARD	22,0 x 6,0 x 1,7 cm	4,0 x 2,5 x 1,6 cm	nein	Blau
N17672-b	XL "Spezial"	22,0 x 8,0 x 1,7 cm	4,7 x 5,8 x 1,7 cm	ja	Blau
N17672-w	XL "Spezial"	22,0 x 8,0 x 1,7 cm	4,7 x 5,8 x 1,7 cm	ja	Weiß

Produktspezifikationen

Material	Polypropylen, Schiebeblisten aus Polyvinylchlorid (PVC), frei von Phthalaten
Aufdruck	Morgen – Mittag – Abend – Nacht/ morning – noon – evening – night
Prägung	„1 2 3 4“ inkl. Blindenschrift auf Rückseite

Logistik Informationen

Artikelnr.	Menge in der Einzelverpackung	Art der Einzel- verpackung	Einzel- verpackung pro Karton	Kartonmaße (T x H x B)
N17634-b, N17634-w	40 Stk	Polybeutel	4 Stk	40,5 x 32,5 x 29,5 cm
N17634-b-STD	200 Stk	Polybeutel	1 Stk	40,5 x 32,5 x 29,5 cm
N17672-b, N17672-w	190 Stk	Polybeutel	1 Stk	45 x 38 x 38 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.			

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.