

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

PP-Astronautenhauben

Produktbeschreibung Astronautenhaube mit integriertem 3-lagigen Mundschutz aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, zum Einmalgebrauch.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N100006-b	N100006-w
Farbe	Blau	Weiß

Produktdesign

Material	Polypropylen-Vliesstoff
Materialstärke	20 ± 2 g/m ²
Größe	Ø 36 cm
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	100 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	64,0 x 30,0 x 35,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.