

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC M-Becher

### Produktbeschreibung

Becher zum Sammeln und Verteilen von Tabletten oder Medikamenten (auch in flüssiger Form).

### Regulatorische Informationen

Medizinprodukt der Klasse I mit Messfunktion gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

## Produktdaten

### Produktspezifikationen

| Artikelnummer     | N10082-b | N10082-g | N10082-n    | N10082-r | N10082-y |
|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Farbe             | Blau     | Grün     | Transparent | Rot      | Gelb     |
| Durchmesser oben  | 39 mm    |          |             |          |          |
| Durchmesser unten | 28 mm    |          |             |          |          |
| Höhe              | 43 mm    |          |             |          |          |

### Produktdesign

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Material    | Polypropylen (PP)                  |
| Volumen     | 30 ml                              |
| Skalierung  | 5 ml bis 25 ml (1 ml Unterteilung) |
| Haltbarkeit | 5 Jahre                            |

### Logistik Informationen

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Menge in der Einzelverpackung | 80 Stk                                                                        |
| Einzelverpackung pro Karton   | 60 Stk                                                                        |
| Art der Einzelverpackung      | Polybeutel                                                                    |
| Kartonmaße (T x H x B)        | 39 x 24 x 38 cm                                                               |
| Lagerungshinweise             | Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |

### Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016  
zertifiziert