

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Auffangbeutel

Produktbeschreibung

Auffangbeutel zum Einmalgebrauch zum Einsatz bei Erbrechen und Übelkeit, zum Schutz von Anwender und dessen Umgebung vor Verunreinigung durch Erbrochenes und zur Aufbewahrung des Erbrochenen bis zur Entsorgung.

Regulatorische Informationen

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnr.	N10345
Volumen	ca. 1,5 Liter
Breite	16.5 ± 1cm
Länge	38.5 ± 1cm
Abschlussring Ø	12.5 ± 0.5cm
Kapazität	ca. 4 Liter
Material	Polyethylen (PE), frei von Latex, DEHP und PVC
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Artikelnr.	N10345
Einzelverpackung	25 Stk
Einzelverpackung pro Karton	16 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	52,5 x 27,5 x 27cm
Art der Einzelverpackung	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.