

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Bettpfanne

Produktbeschreibung Bettpfanne aus Kunststoff mit Griff und Deckel, wiederverwendbar.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11470-y
Länge mit Griff	430 mm
Innendurchmesser	190 mm
Außendurchmesser	310 mm
Höhe	100 mm

Produktdesign

Material	Polypropylen
Farbe	Gelb
Maximale Belastbarkeit	150 kg
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	8 Stk
Einzelverpackung pro Karton	2 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	64,0 x 25,0 x 45,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.