

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Wochendispenser 7-Tage

Produktbeschreibung

Wochendispenser (mit Aufdruck des Wochentags auf den Fächern und Aufdruck MORGEN-MITTAG-ABEND-NACHT auf den Tagesfächern).

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11484-w
---------------	----------

Abmessungen Dispenser

Länge	11,4 cm
Breite	4,3 cm
Höhe	12,8 cm

Abmessungen Tablettenfach

Länge	2,5 cm
Breite	3,0 cm
Höhe	1,5 cm

Produktdesign

Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS), Polystyrol (PS), Polypropylen (PP),
Weichmacher	Frei von Phthalaten
Farbe	Weiß
Aufdruck	Morgen – Mittag – Abend – Nacht
Prägung	keine

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	40 Stk
Art der Einzelverpackung	Box
Kartonmaße (T x H x B)	50 x 29 x 29 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert