

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC PP-Urinflasche

Produktbeschreibung Urinflasche aus Polypropylen für Frauen, durchscheinend, nicht steril.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11516
Länge	26,5 cm
Abmessung Boden	14,8 x 6,8 cm
Flaschenhals (oval)	8,3 x 4,7 cm
Deckel (oval)	9,5 x 6,0 cm

Produktdesign

Material Urinflasche	Polypropylen (PP)
Material Deckel	Polypropylen (PP)
Volumen	1000 ml
Autoklavierbarkeit	Bei bis zu 134 °C autoklavierbar (ausgenommen Deckel)
Farbe Urinflasche	Durchscheinend
Farbe Deckel	Blau
Haltbarkeit	Die Urinflasche kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder die Urinflasche verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung der Urinflasche nicht mehr gewährleistet werden kann.

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	1 Stk
Einzelverpackung pro Karton	48 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	60,0 x 28,0 x 62,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.