

Technisches Datenblatt

MEDI-INN PRO

Krankenunterlage PRO DRY

Produktbeschreibung Einweg-Krankenunterlage mit Saugkern aus Zellstoff-Flocken und Superabsorbierendem Polymer (SAP), flüssigkeitsdichte und rutschfeste Außenfolie, atmungsaktiv.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N11983
Länge in cm	90 ± 2
Breite in cm	60 ± 2
Gewicht in g	100 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1800 ml
Farbe	Weiß
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	42 x 30 x 51 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert