

# Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

## Mundpflegestäbchen

**Produktbeschreibung** Mundpflegestäbchen mit Schaumstoffkopf, einzeln verpackt, für den Einmalgebrauch, zuckerfrei.

### Produktdaten

#### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12378-l	N12378-m	N12378-n
Geschmacksrichtung	Lemon	Mint	Neutral
Schaumstoffkopf Farbe	Pink	Pink	Grün
Länge	10,6 ± 0,4 cm		
Durchmesser Kopf	Ø 1,8 ± 0,1 cm		

#### Produktdesign

Material Kopf	Polyurethan-Schaum
Material Stäbchen	Papier
Haltbarkeit	5 Jahre

#### Logistik Informationen

Menge in der Entnahmebox	250 Stk
Entnahmeboxen pro Karton	4 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	41 x 41 x 25 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 10 °C bis 30 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.