

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

OP-Tischabdeckung mit Anti-Rutsch Folie

Produktbeschreibung Flüssigkeitsundurchlässige und reißfeste Abdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage.

Regulatorische Informationen Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12457-b
Länge in cm	225 ± 2
Breite in cm	100 ± 2
Gewicht in g	270 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	4050 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	2 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	40 x 38 x 28 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert