

# Technisches Datenblatt

## MEDI-INN CLASSIC Bodenmatte

**Produktbeschreibung** Absorbierende Bodenmatte für den OP-Bereich, mit Anti-Rutsch Folie, unsteril.

### Produktdaten

#### Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12582
Länge	121 ± 3 cm
Breite	80 ± 2 cm

#### Produktdesign

Material Oberseite	Polypropylen-Vliesstoff
Material Saugkern	Airlaid + SAP
Material Unterseite	PE-Folie (Anti-Rutsch Folie)
Aufnahmekapazität	2200 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

#### Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	5 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	28 x 31 x 54 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**Qualitätszertifikate** Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.