

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC OP-Tischabdeckung

Produktbeschreibung	Flüssigkeitsundurchlässige und reißfeste Abdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage.
Regulatorische Informationen	Medizinprodukt der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N12584-b
Länge in cm	101 ± 2
Breite in cm	76 ± 2
Gewicht in g	100 ± 2

Produktdesign

Material Liegefläche	Polypropylen
Material Außenfolie	Polyethylen
Material Saugkern	Zellstoff-Flocken & SAP
Material Kleber	Heißkleber
Saugvolumen (gemäß ISO 11948-1)	1550 ml
Farbe	Blau
Haltbarkeit	5 Jahre

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	5 Stk
Art der Einzelverpackung	Vakuumbbeutel
Kartonmaße (T x H x B)	46 x 27 x 27 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

8

Angewandte Normen ISO 11948-1

Qualitätszertifikate Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert